

POLYCARBONATE CONNECTOR for FLOVAC DISPOSABLE containers. CA-MI CODE is SP.0223



Polycarbonate connector

reusable polycarbonate connector
to supply the **VACUUM** port



VACUUM CONNECTOR

The vacuum source coming from the plant or from an electrical suction machine must be connected to the **VACUUM** port through a simple PC autoclavable connector fitting a suction hose, for easy, simple, fast and safe **FLOVAC®** container connection and disconnection.

this male connector is made of ABS TERLURAN GP-35, yellow color RAL 1018.

It connects the vacuum port with the silicone tubes' set; both \varnothing 6x10mm and \varnothing 8x14mm .

Disposable Flovac® System

AVAILABLE SIZES:
1000 mL / 2000 mL

AVAILABLE SETS:
› Reusable Flovac® Canister
› Disposable Flovac® Liner
› Male Connectors for Flovac® Liner
(5's pack)

Further details at page: 43



OPERATING WITH:
FLOVAC COMPLETE TUBES' SET
2 tubes (\varnothing 6 / 10mm, L: 140cm / L: 26cm)
+ 1 bi-conical connector (\varnothing 8 / 9 / 10mm)



Disposable Flovac® System

AVAILABLE SIZES:
2000 mL / 3000 mL

AVAILABLE SETS:
› Reusable Flovac® Canister
› Disposable Flovac® Liner
› Male Connectors for Flovac® Liner
(5's pack)

Further details at page: 43



OPERATING WITH:
FLOVAC COMPLETE TUBES' SET
2 tubes (\varnothing 8 / 14mm, L: 140cm / L: 26cm)
+ 1 bi-conical connector (\varnothing 10/11/12mm)



CONNETTORE MASCHIO IN POLICARBONATO PER SISTEMI DI RACCOLTA MONOUSO FLOVAC.

Codice CA-MI SP.0223



Connettore in policarbonato
riutilizzabile per il collegamento
alla porta **VACUUM**.

CONNETTORE VACUUM - La fonte di vuoto generata dall'impianto ospedaliero o da un apparecchio d'aspirazione elettrico deve essere collegata alla porta **VACUUM** tramite un adattatore in policarbonato autoclavabile fissato ad un tubo di aspirazione. Questa soluzione consente connessioni e disconnessioni del contenitore **FLOVAC®** facili, semplici, veloci e sicure.

Connettore maschio in policarbonato ABS TERLURAN GP-35, giallo RAL 1018.

Connette la porta Vacuum con il kit tubi in silicone sia per \varnothing 6x10mm che \varnothing 8x14mm .

Disposable Flovac® System

AVAILABLE SIZES:
1000 mL / 2000 mL

AVAILABLE SETS:

- › Reusable Flovac® Canister
- › Disposable Flovac® Liner
- › Male Connectors for Flovac® Liner (5's pack)

Further details at page: 43



OPERATING WITH:
FLOVAC COMPLETE TUBES' SET
2 tubes (\varnothing 6 / 10mm, L: 140cm / L: 26cm)
+ 1 bi-conical connector (\varnothing 8 / 9 / 10mm)



Disposable Flovac® System

AVAILABLE SIZES:
2000 mL / 3000 mL

AVAILABLE SETS:

- › Reusable Flovac® Canister
- › Disposable Flovac® Liner
- › Male Connectors for Flovac® Liner (5's pack)

Further details at page: 43



OPERATING WITH:
FLOVAC COMPLETE TUBES' SET
2 tubes (\varnothing 8 / 14mm, L: 140cm / L: 26cm)
+ 1 bi-conical connector (\varnothing 10/11/12mm)



PRAXISDIENST
Medical Supplies since 1953
Order here!