



RANY



Prontosan[®] Debridement Pad

NOWOCZESNE OCZYSZCZANIE RANY

Prontosan® Debridement Pad

DELIKATNE OCZYSZCZANIE RANY. USUWANIE MARTWICY WŁÓKNIKA, BIOFILMU.

OPIS PRODUKTU

Prontosan® Debridement Pad został zaprojektowany do optymalnego oczyszczania łożyska rany z wykorzystaniem płynu Prontosan® roztwór. Zbudowany jest z przedniej warstwy oczyszczającej pokrytej mikrowłóknami i tylnej warstwy chłonnej. Prontosan® Debridement Pad oczyszcza ranę z włókniaka, martwicy, zanieczyszczeń nieorganicznych oraz pochłania nadmiar wysięku. Nie narusza ziarninującej tkanki, minimalizuje ból podczas mechanicznego oczyszczania rany. Doskonałe rezultaty w usuwaniu martwicy i włókniaka przy użyciu Prontosan® Debridement Pad osiąga się po wcześniejszym leczeniu autolitycznym (Prontosan Gel).

Każdy pad Prontosan® Debridement Pad przeznaczony jest do jednokrotnego użytku.

JAK DZIAŁA MIKROFIBRA

Włókna mikrofibry posiadają stukrotnie mniejszy przekrój od tradycyjnych włókien monofilamentowych. Prontosan® Debridement Pad pokryty jest milionami włókien mikrofibry tworzących „ogromną” w stosunku do powierzchni Pad'a powierzchnię czyszczącą.

Mechanizm działania włókien mikrofibry jest dwójaki:

- następuje mechaniczne wiązanie struktur biofilmowych, fragmentów martwicy, cząstek włókniaka
- mikrowłókna wykazują oddziaływanie elektrostatyczne.

Synergia tych dwóch mechanizmów tworzy najskuteczniejszą metodę eliminacji zarówno charakterystycznych dla biofilmu i martwicy struktur hydrofobowych, jak i zanieczyszczeń ran o charakterze hydrofilowym.

WŁAŚCIWOŚCI

- Skutecznie i delikatnie oczyszcza łożysko rany i skórę wokół rany dzięki zastosowanej technologii mikrofibry
- Usuwa z rany włókniak, suchą oraz rozpułną martwicę
- Absorbuje nadmiar wysięku z rany
- Nie narusza ziarninującej tkanki
- Minimalizuje ból podczas oczyszczania rany
- Ergonomiczny kształt „kropli” umożliwia oczyszczenie powierzchni trudno dostępnych
- Specjalne opakowanie blistrowe umożliwia aseptyczne nawilżenie padu przed użyciem.

SPOSÓB UŻYCIA

Nieoznakowaną logiem B. Braun stronę nawilżyć 15-20 ml roztworu do irygacji ran Prontosan® roztwór.* Jeśli istnieją inne lokalne wytyczne, dotyczące oczyszczania ran, należy ich przestrzegać. Delikatnie naciskając, ruchami okrężnymi oczyścić zwilżoną stroną pada ranę i przylegającą do rany skórę.



Po oczyszczeniu rany zalecane jest nawilżenie rany preparatem Prontosan® roztwór oraz kontynuowanie standardowego leczenia.

* w przypadku, gdy Prontosan® nie jest dostępny, podkładka może być nawilżona fizjologicznym roztworem chlorku sodu

Dostępne opakowania	Numer katalogowy
Opakowanie 3 szt	3908456
Opakowanie 10 szt	3908457

Skład:

Elastyczna, cienka warstwa oczyszczająca zbudowana jest z polipropylenu/poliestru. Warstwa chłonna z polipropylenu.



AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. | ul. Tysiąclecia 14 | 64-300 Nowy Tomyśl
tel.: (61) 44 20 100 | fax: (61) 44 23 936 | www.chifa.com.pl

AESCULAP CHIFA – firma grupy B. Braun