

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed[®] – Lan Verband

Produkt- beschreibung:

Product Description:

Produktdaten:

Product Specification:

Hautfarbene, textilelastische Kompressionsbinde mit Verbandklammern, unsteril, aus Baumwolle. Mit kurzem Zug, webkantig. Waschbar bis 60 °C.
Skin-tone, textile elastic compression bandage, non sterile with bandage clips, made of cotton. With short-stretch and woven edges. Washable at 60 °C.

Bemerkungen:

Remarks:

Zur starken Kompression der Extremitäten.
For a strong compression of the extremities.

Ausführungen:

Sizes:

MaiMed[®] – Lan Verband, unsteril, 10 Stk. in Faltschachtel/non sterile, 10 pcs. in a box

| Artikelbeschreibung/ Article Description | Größe/Size | Farbe/Color | Box-Inhalt/ Content | Art.Nr./REF | EAN | PZN | Box/VE |
|---|-------------|--------------------------|------------------------|-------------|---------------|---------|--------|
| Kurzer Zug/Short stretch | 6 cm x 5 m | hautfarben/ skin tone | ● 10 Stk./pcs. | 65120 | 4046153019564 | 2074209 | 10 |
| Kurzer Zug/Short stretch | 8 cm x 5 m | hautfarben/ skin tone | ● 10 Stk./pcs. | 65130 | 4046153019588 | 2074244 | 10 |
| Kurzer Zug/Short stretch | 10 cm x 5 m | hautfarben/ skin tone | ● 10 Stk./pcs. | 65140 | 4046153019601 | 2074267 | 5 |
| Kurzer Zug/Short stretch | 12 cm x 5 m | hautfarben/ skin tone | ● 10 Stk./pcs. | 65150 | 4046153019625 | 2074273 | 5 |

Qualitätssicherung:

Quality Management:

MPG, Richtlinie 93/42/EWG

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Verwendbarkeit:

Shelf Life:



5 Jahre / 5 Years

Material:

Material:

100 % Baumwolle, Dehnbarkeit ca. 90 %, gedehnte Länge ca. 5 m.

100 % Cotton, Stretchability approx. 90 %, stretched length approx. 5 m.

Symbole:

Symbols:



Nähere Erläuterungen zu den Symbolen im Internet unter www.MaiMed.de
Further informations about the symbols on our homepage www.MaiMed.de