

MICRO-TOUCH[®] NITRAFREE[™]

W y s o k a w r a ż l i w o ść d o t y k o w a

Nitrylowe, bezpudrowe, różowe rękawice diagnostyczne opracowane z myślą o minimalizowaniu zagrożeń związanych z alergiami na substancje chemiczne typu IV

Niesterylne rękawice wykonane z wytrzymałej i miękkiej mieszanki nitrylowej. Zapewniają doskonałą ochronę we wszystkich środowiskach obarczonych ryzykiem. Teksturowane końce palców w rękawicach zapewniają dodatkową ochronę przed poślizgiem oraz zapewniają chwytność na mokro i na sucho.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY I ZALETY:

- Ochrona przed alergiami na lateks typu I
- Produkowane bez użycia przyspieszaczy chemicznych na bazie siarki, aby zwiększyć ochronę użytkowników przed alergiami (na substancje chemiczne) typu IV
- Przetestowane pod kątem stosowania w chemioterapii*

* Informacje na temat czasu przenikania określonych leków do chemioterapii oraz zalecenia można znaleźć na opakowaniu produktu lub uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta firmy Ansell

Zalecane do

- Przetestowane pod kątem stosowania w chemioterapii
- Standardowe badania pacjentów
- Ochrona przed alergią na lateks typu I minimalizacja alergii na środki chemiczne typu IV u pracowników służby zdrowia i pacjentów

ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE



MICRO-TOUCH[®] Do codziennej ochrony – zawsze i wszędzie

Wysokiej jakości rękawice do badań MICRO-TOUCH[®] zaprojektowano z myślą o codziennych potrzebach przedstawicieli zawodów medycznych. Zaawansowane funkcje konstrukcyjne obejmują ergonomiczne technologie firmy Ansell zapewniające komfort podczas długotrwałych procedur medycznych, innowacje w zakresie chwytania na mokro zapobiegające niebezpiecznym błędom oraz mikrocienkie powłoki gwarantujące maksymalną wrażliwość dotykową. Opiekunowie, którzy są w pełni przygotowani i komfortowo chronieni przez uniwersalne rękawice z serii MICRO-TOUCH, mogą teraz spokojnie skupić się na tym, co najważniejsze: zdrowiu, chronieniu siebie i swoich pacjentów.

MICRO-TOUCH[®] NITRAFREE[™]

Wysoka wrażliwość dotykowa

INFORMACJE O PRODUKCIE

Materiał	Nitryl	Nie wykonano z naturalnej gumy lateksowej	Tak
Kolor	Różowy	Długość mankietu	Norma
Zawartość pudru	Bezpudrowe	Zewnętrzna powierzchnia rękawic	Teksturowane palce
Wolność od otworów (poziom kontroli I)	AQL 1,5	Grubość: dłoń (mm/mile)	0.08 / 3.1
Grubość palca (mm/mile)	0.14 / 5.5	Zapobieganie alergiom	Lateks (typ I), substancje chemiczne (typ IV)
Dostępne rozmiary	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Przetestowane pod kątem stosowania w chemioterapii	Tak, zgodnie z normą ASTM D6978, zatwierdzone przez Agencję Żywności i Leków w USA
Bez silikonu	Nieprzetestowane	Sterylny	Nie
Antyelektrostatyczne	Nieprzetestowane	Zalecenia dotyczące podwójnej warstwy rękawic	Tak, jako rękawica wewnętrzna
Długość rękawicy (mm/cale)	240 / 9,5	Segmentacja produktów	Wysoka wrażliwość dotykowa

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMAWIANIA

Rozmiar	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Kod produktu	6034510	6034511	6034512	6034513	6034514

PAKOWANIE I PRZECHOWYWANIE

Pakowanie	100 rękawic w pudełku, 10 pudełek na karton/opakowanie
Okres trwałości	3 lata
Instrukcje dotyczące przechowywania	Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym; przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Trzymać z dala od źródeł ozonu lub zapłonu

NORMY I CERTYFIKATY

ASTM D6319, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485, ISO 10993-10:2002

Katalizatory chemiczne wulkanizacji

Brak

Aby zamówić produkty lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem firmy Ansell.

Ameryka Północna
Telefon w USA: 800 952 9916
Telefon w Kanadzie: 1-844-494-7854
E-mail: insidesalesus@ansell.com

Ameryka Łacińska i Karaiby
Tel.: +52(442) 296 20 50
E-mail: cslac@ansell.com
Tel.: +55-11-3356-3100
E-mail: luvas.medicas@ansell.com

Europa, Bliski Wschód i Afryka
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
E-mail: info@ansell.eu

Azja i Pacyfik
Tel.: + 603 8310 6688
E-mail: apac.medical@ansell.com

Australia i Nowa Zelandia
Tel.: +61 3 9270 7270
E-mail: protection@ap.ansell.com

Nazwy opatrzone [®] i [™] są znakami towarowymi stanowiącymi własność spółki Ansell Limited lub jednego z jej podmiotów powiązanych. Patenty USA oraz oczekujące patenty USA i inne: www.ansell.com/patentmarking.
© 2021 Ansell Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.